

HOYA／メガネレンズの美しさを追求する。

サングラスカラーがきれいに映える〈調光レンズ〉を新発売

～レンズの反射色と紫外線対策にこだわった〈SENSITY SUN Pro〉～

HOYA 株式会社（本社：東京都新宿区、代表執行役 CEO：池田英一郎）のメガネレンズ事業を担う HOYA ビジョンケアカンパニーは、2025 年 5 月 15 日に美しさにこだわった調光レンズ〈センシティ SUN Pro〉を発売開始いたします。（よみ：センシティ サンプロ）

■HOYA ビジョンケアカンパニーHP <https://www.vc.hoya.co.jp/>

SENSITY SUN Pro

いままでの HOYA 調光レンズ「センシティ」に美しさを追求するコーティングをプラスしました。レンズの反射色がホワイト系だから、濃いサングラスカラーがきれいに映えます。ドライブやアウトドア等まぶしいシーンで活躍するセンシティだからこそ、美観だけでなく目の健康を考えた UV 対策レンズです。

ホワイト系反射色

通常の HOYA 調光レンズ「センシティ 2」「センシティ ダーク」はグリーン系反射色。センシティ SUN Pro は、サンプロコーティングを加えることで反射色がホワイト系となり、カラーの美しさを引き出してくれます。



いつでも UV カット

レンズ素材に UV カット機能を含めているため、発色している時はもちろん、発色していない時も紫外線をほぼ 100%カットしています。そしてその効果は半永久的です。

レンズ裏面反射の UV 低減


レンズ表面からの UV カットはもちろん、レンズ裏面から目に反射して入ってくる UV も約 95%カットしています。眼に有害とされる紫外線から全方位で眼を守ります。

レンズ裏面を低反射コーティング

SUN Pro コーティングがレンズ裏面の光の反射を抑え、気になる映り込みを減らしてくれます。

SUN Pro コートのレンズ構造

紫外線や光に反応して発色する「センシティ調光層」に加え、表面と裏面にそれぞれの機能を持った SUN Pro コートを付加しています。



センシティ SUN Pro 対応レンズ

SUN Pro コートは「センシティ 2」と「センシティ ダーク」に追加することができます。



▼カラーの美しさと UV 対策を追求する調光レンズ<センシティ SUN Pro>の詳細はこちら

<https://www.vc.hoya.co.jp/products/sunpro/>

▽発売日：2025年5月15日

▽価格：オープン価格（各眼鏡店にてご確認ください）

▽取扱：HOYAメガネレンズ取扱店 https://www.vc.hoya.co.jp/store_search/

= = = = =

【メッセージ】

HOYAは、1941年東京・保谷（ほうや）町（現在：西東京市）にて「東洋光学硝子製造所」として創業、1962年メガネレンズの製造を開始しました。1967年日本で初めて（※）『境目のない遠近両用メガネレンズ』を発売、2003年には両面複合累進設計メガネレンズ[B O O M]を開発するなど、より優れた製品の提供を追求してまいりました。 ※HOYA調べ

お一人おひとりに合ったメガネレンズをご提供するため、ひいては全てのお客様に最適なメガネを手にしていただくために、私たちHOYAはこれからも進化し続けてまいります。

「We care about your eyes.～いつもあなたの眼のために」

HOYAビジョンケアカンパニーホームページ：<https://www.vc.hoya.co.jp/>

HOYAビジョンケアカンパニーFacebook：<https://www.facebook.com/hoyavc>

【本リリースに関するお問い合わせ先】

HOYAビジョンケアグループお客様相談室

電話：0120-22-4080

J13A591119-3558/2025-04